

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# CÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC SNUG III – JADEVER



### Mô tả phím:

**On/Off:** Bật/Tắt nguồn

**Zero:** phím về 0 (cho phép sai số  $\pm 2\%$ )

**Tare:** Trừ bì

**Mode:** Các chế độ cân (Cân trọng lượng, cân đếm, tính %,...)

**Unit:** Đơn vị cân (tất cả 13 loại)

**SMPL:** Trong chế độ cân thường thì có tác dụng chỉnh độ sáng đèn nền, trong chế độ cân đếm và % thì có chức năng lấy mẫu, nhấn phím để lựa chọn các 5 kiểu mẫu có sẵn: 20, 50, 100, 200 và 500.

**Các thao tác sử dụng:** Lắp mặt bàn cân, chỉnh cân cho thẳng bằng sau đó mới bật nguồn

### 1. Chế độ cân bình thường

- Bật nguồn, chờ cân khởi động xong (màn hình hiện 0.00) thì có thể cân bình thường

### 2. Chế độ cân đếm số lượng

- Nhấn **MODE** để vào chế độ cân đếm
- Màn hình hiển thị xxxx **pcs**
- Nhấn **SMPL** để lựa chọn số lượng vật mẫu phù hợp, màn hình hiển thị SE 0pcs
- Tiếp tục nhấn **TARE** để chọn 1 trong 5 kiểu mẫu (số lượng = 20/50/100/200/500 chiếc)
- Đặt mẫu và nhấn **SMPL** để bắt đầu.

### 3. Chế độ cân %: Tương tự cân đếm.

*Lưu ý: Mức cân tối đa của cân là 300g*

### 4. Chế độ trừ bì

- Đặt bì lên bàn cân sau đó nhấn **TARE**  
→ Cân cả vật và bì màn hình sẽ *hiện khối lượng đã được trừ bì (net)*

#### • Lưu ý:

- Phải lắp bàn cân vào trước khi bật công tắc ON/OFF
- Không để vật trên bàn cân khi cân đang khởi động, khi không sử dụng cân